

NUMUNE RED / KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

KABUL KRİTERLERİ	RED KRİTERLERİ
- İstem formlarında hasta bilgilerinin, istenen tetkiklerin ve numunenin hastadan alındığı saat ve tarih bilgilerinin tam ve eksiksiz yer alması. - İstem formlarında kurum bilgilerinin eksiksiz olması. - Numunenin uygun tüpte ve yeterli miktarda gönderilmiş olması. - Numune üzerinde hasta ad ve soyadının yer alması - Uygun örnek kabında/tüpünde gönderilmiş örnekler - Uygun zamanda ve koşullarda laboratuara ulaşmış örnekler - Örneğin doğru endikasyonla gönderilmiş olması PGT çalışmaları hariç her bir hastadan alınan Swab numunelerinin üç ve üçten fazla olması	- Numune kaydının yapılmamış olması. Barkodun düzgün ve uygun örnek kaplarına yapıştırılmamış olması. - Numune üzerinde hasta ad ve soyadın yer almaması.(isimsiz numune). - Numunenin üzerindeki hasta ad-soyadı ile istemdeki ad-soyadın aynı olmaması. - İstenen tetkikler için numunenin uygun olmayan kap, tüp ve swaplara alınmış olması. - Numune miktarının gerekenden az veya çok olması. - Numunenin özellikle belirtilen testler için steril kapta toplanmaması. - Direkt mikroskobığıne bakılacak numunelerin uygun olan süre içerisinde laboratuara ulaşmaması. - Numunenin uygun olmayan koşullarda hastadan alınması. - İstenen tetkikler için doğru numune alınmamış olması - Numunenin uygun ısı aralığında taşınmamış olması. - Pıhtılaşmış kan örnekleri - Örnek tüpleri/ örnek kaplarının hasar görmüş olması - Yanlış endikasyonla gönderilmiş örnekler (doktoru ile görüşülerek karar verilir) - İstem kağıdı ve onam formunun bulunmadığı veya tam olarak doldurulmadığı örnekler - Dondurulmuş örnekler - Abort ve CVS materyali gibi doku örneklerinin alkol veya formol içerisine alınmış olması - Maternalkontaminasyon kontrolü için anne kanı gönderilmemiş prenatal tanı örnekler PGT çalışmaları hariç her bir hastadan alınan Swab numunelerinin üçten az olması